

Měření psa: ortéza přední zápěstí

Pohled zepředu:

Pohled z boku:

levá / pravá

1 šířka tlapky v nášlapu

 cm

3 délka nohy od země k lokti, tlapka v nášlapu

 cm

4 pozice pátého prstu

 cm

2 šířka nohy v předloktí

 cm

5 pozice mozolu

 cm

Pro posouzení ortézy je NEZBYTNĚ NUTNÉ dodat fotografie z měření jak zepředu, tak z boku. Dbejte na to, aby noha byla v nášlapu. Metr umístěte přímo vedle ní tak, aby nula byla dole u země. Velmi důležité je fotit kolmo, ne seshora nebo šikmo, aby nedocházelo ke zkreslení, stejně tak prosím dbejte na rovné přiložení metru.

U huňatějších plemen doporučujeme pro měření využít obvaz nebo ponožku, aby nedošlo k nesprávnému vyhodnocení jednotlivých údajů kvůli srsti.